







Цифровые слайд-сканеры для ветеринарии



Цифровые слайд-сканеры для ветеринарии Vision Slide Vet



Анализ объектов

Классификация объектов анализа по необходимым критериям


Подсчет и классификация

Автоматическая или ручная идентификация объектов на изображении, подсчет. Измерение линейных и оптических параметров частиц.

Комментарии и метки

Оставляйте комментарии и метки к изображению цифрового препарата

Административный модуль Vision Remote







Удаленное рабочее место.

Модуль для консультации и обучения Vision Suite


The screenshot shows the Vision Suite web interface. The browser address bar displays "vision-suite.com". The page title is "Пробы (59)". The interface includes a search bar and a list of histological samples. The table below shows the data for these samples.

Предпросмотр	LIS	Дата взятия пробы	ИН	Проба	Размер	Комментарий
	<>	12/05/2018, 5:49 PM	2850	Histo		
	<>	12/05/2018, 5:48 PM	2849	Histo		
	<>	12/05/2018, 5:44 PM	2848	Histo		
	<>	12/05/2018, 5:39 PM	2847	Histo		
		12/05/2018, 7:33 PM	4914	Histo		
		12/05/2018, 7:33 PM	4558	Histo		
		12/05/2018, 7:32 PM	4557	Histo		


Облачная/серверная платформа
для телемедицины и консультации
с коллегами.




Спецификации




Vision Basic
Cell Imaging Analyzer



Vision Assist
Cell Imaging Analyzer



Vision Pro
Cell Imaging Analyzer



Vision Ultimate
Cell Imaging Analyzer

Аппликационный модуль: Vision Slide Vet	Аппликационный модуль: Vision Slide Vet	Аппликационный модуль: Vision Slide Vet	Аппликационный модуль: Vision Slide Vet
Режим работы: ручное сканирование слайда	Режим работы: очередь (только для 4 слайдов)	Режим работы: очередь, произвольный доступ	Режим работы: очередь, непрерывный и произвольный доступ, срочная проба, 24/7
Ручное сканирование	Автоматическое сканирование	Автоматическое сканирование	Автоматическое сканирование
1 слайд	1 или 4 слайда	8 слайдов	До 200 слайдов
Ручная подача	Ручная подача через замену слайда /слайдов	2 кассеты для слайдов	Автоматическая загрузка слайдов
Микроскоп	Сканирующий микроскоп	Сканирующий микроскоп	Сканирующий микроскоп
Персональный компьютер	Персональный компьютер	Персональный компьютер	Персональный компьютер
Монитор	Монитор	Монитор	Монитор
—	—	—	Управляющий тач-монитор
—	—	Встроенный считыватель штрих-кодов (опционально)	Встроенный считыватель штрих-кодов
—	—	Податчик иммерсионного масла (опционально)	Податчик иммерсионного масла (опционально)
Объективы: 20x*	Объективы: 20x*	Объективы: 20x*	Объективы: 10x, 20x*
Светлое поле	Светлое поле	Светлое поле	Светлое поле
Освещение по Келлеру, LED	Освещение по Келлеру, LED	Освещение по Келлеру, LED	Освещение по Келлеру, LED
Двухнаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7	Двухнаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7	Двухнаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7	Двухнаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7
Art. N.: 64030.06.011 (1 слайд)	Art. N.: 71150.06.011 (1 слайд) Art. N.: 71450.06.011 (4 слайда)	Art. N.: 72852.06.011 (8 слайдов)	Art. N.: 73051.06.011 (200 слайдов)

* Полный список доступных опций уточняйте при заказе

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
vienna@westmedica.com, www.wm-vision.com

Официальный дистрибьютер в России:
ООО «Медика Продакт»
ул. Шереметьевская, 85, стр. 5, Москва, 129075
тел.: +7 (495) 787-44-01, факс: +7 (495) 787-44-01
info@medicaprodukt.ru, www.wm-vision.ru